

Apc/Cyanine7 Anti-Cd45-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P08575-8

Artikelnummer: CM0011992

Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Isoform 6 des humanen bzw. Affen-CD45 (PTPRC). Für die Durchflusszytometrie validiert und kreuzreaktiv mit humanen und Cynomolgus-Arten.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen-anti-humaner/Affen-CD45-mAk
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5788
GeneID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-577 des humanen CD45 (P08575) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08575-8
Proteingewicht	138 kDa
Versand	Kühlakku