

APC/Cyanine7 Monoklonaler Anti-Hla-Dra-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01903

Artikelnummer: CM0008845



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter kanincher monoklonaler Antikörper gegen humanes HLA-DRA, validiert für die Durchflusszytometrie an Zellen von Menschen und Krabbenaffen. Ideal für die Immunphänotypisierung der MHC-Klasse II und Studien zur T-Zell-Antwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen anti-Mensch/Affe HLA-DR mAk
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1
Spezies	Mensch, Krabbenaffe
GenID (Mensch)	3122
GenID	3122
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen HLA-DR
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Krabbenaffe
SWISS	P01903
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel