

APC/Cyanine7 Anti-Human Cd38 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P28907

Artikelnummer: CM0010588



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD38 (ADPRC1/cADPR1). Geeignet für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC), validiert für humane Proben. Ideal für Forschung in Immunologie, Krebs und Diabetes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen-anti-Mensch CD38 mAk
Bemerkungen/Alias	ADPRC1, cADPR1, ADPRC 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	952
GenID	952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 43-300 von humanem CD38 (P28907) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28907
Proteingewicht	13kDa/34kDa
Versand	Eisbeutel