

APC/Cyanine7 Monoklonaler Antikörper Gegen Mensch/Affe Cd127/IL-7Rα Für Durchflusszytometrie - P16871

Artikelnummer: CM0004319



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanen und cynomolgen CD127/IL-7-Rezeptor Alpha. Validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für Studien zur Immunologie und Lymphozytenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen anti-Mensch/Affe CD127/IL-7Rα mAk
Anmerkungen/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Spezies	Mensch
Gen-ID	3575
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-236 von menschlichem CD127/IL-7Rα (NP_002176.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgusaffe
SWISS	P16871
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eispackung