

Apc/Cyanine7 Monoklonaler Anti-Maus-Cd19-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P25918

Artikelnummer: CM0011195

Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD19 für die Durchflusszytometrie. Erkennt das B-Lymphozyten-Antigen auf B-Zellen; unterstützt die Immunologie- und B-Zell-Forschung. - P25918.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 monoklonaler Kaninchen-Anti-Maus-CD19-Antikörper
Anmerkungen/Alias	Cd19
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	930
GeneID	12478
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-287 von Maus-CD19 entspricht (NP_033974.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25918
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel