

APC/Cyanine7 Anti-Maus Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P56528

Artikelnummer: CM0009597



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD38, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die immunologische Forschung zu Lymphozytenaktivierung, Kalziumsignalisierung und Zelladhäsion. - P56528

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 monoklonaler Kaninchen-anti-Maus-CD38-Antikörper
Anmerkungen/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	952
GeneID	12494
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P56528
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel