

APC/Cyanine7 Anti-Mouse Cd45 Rabbit Monoclonal Antibody Für Durchflusszytometrie - P06800

Artikelnummer: CM0008390

Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD45 (PTPRC, Leukozyten-common-Antigen, Ly-5, B220). Validiert für Durchflusszytometrie-Anwendungen in Mausproben. Ideal für Immunphänotypisierung und die Analyse von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD45 mAb
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	19264
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-566 von Maus-CD45 (NP_001104786.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130kDa/140kDa/144kDa
Versand	Eisbeutel