

Apc/Cyanin7 Anti-Maus Cd69 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P37217

Artikelnummer: CM0007941

Einführung

APC/Cyanin7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf Maus-CD69 (Frühaktivierungsantigen CD69) abzielt. Validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für Studien zur Immunzellaktivierung und T-Zellforschung. Reagiert mit Maus. Molekulargewicht ~22 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanin7 Kaninchen anti-Maus CD69 mAb
Bemerkungen/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Spezies	Maus
GeneID (human)	969
GeneID	12515
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 64-199 von Maus-CD69 (NP_001028294.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P37217
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistasche