

APC/Cyanine7 Maus Anti-Mensch Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P07766

Artikelnummer: CM0007870



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter Maus-monoklonaler Antikörper gegen die menschliche CD3-Epsilon-Kette für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanem CD3, Bestandteil des TCR-CD3-Komplexes. Ideal für die T-Zell-Subset-Analyse und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	APC/Cyanine7 Maus anti-Mensch CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Mensch
GenID	916
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD3
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07766
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel