

APC/Cyanine7 Kaninchen Anti-Human Cd10 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08473

Artikelnummer: CM0005346



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD10 (Neprilysin, CALLA), validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung des Enkephalinabbaus, der kardiovaskulären Signalübertragung und neurodegenerativer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen anti-Human CD10 mAb
Bemerkungen/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Spezies	Human
GenID (Human)	4311
GenID	4311
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 52-750 von humanem CD10 (NP_000893.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08473
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel