

APC/Cyanine7 Kaninchen Anti-Mensch Cd56/Ncam1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13591

Artikelnummer: CM0005874



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD56/NCAM1, speziell für Anwendungen in der Durchflusszytometrie entwickelt. Erkennt das neuronale Zelladhäsionsmolekül 1 (NCAM1), ein ~95 kDa Membran-Glykoprotein, das Zelladhäsion vermittelt und als viraler Eintrittsrezeptor fungiert. Entwickelt für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen anti-Mensch CD56/NCAM1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-413 von humanem CD56/NCAM1 (NP_851996.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13591
Proteinmasse	95 kDa
Versand	Eisbeutel