

APC/Cyanin7-Kaninchen-Anti-Human-Cd61-Mak Für Die Durchflusszytometrie - P05106

Artikelnummer: CM0008544



Einführung

APC/Cyanin7-konjugierter Kaninchen-Anti-Human-CD61 (Integrin beta-3, GPIIIa) monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. 87 kDa, humane Kreuzreaktivität. Unterstützt die Forschung zu Thrombozytenaggregation, Integrin-Signalgebung und kardiovaskulären Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanin7-Kaninchen-Anti-Human-CD61-mAk
Bemerkungen/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3690
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 21-718 des humanen CD61 entspricht (NP_000203.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P05106
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel