


APC/Cyanine7-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd71-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P02786

Artikelnummer: CM0011293



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD71 (TFRC, T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR). Geeignet für den durchflusszytometrischen Nachweis des Transferrinrezeptors 1 in humanen Proben. Molekulargewicht etwa 85 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7-Kaninchen-anti-humanes-CD71-mAb
Bezeichnungen/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7037
GeneID	7037
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-250 des humanen CD71 (NP_003225.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02786
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Kühlakku