


APC/Cyanine7 Kaninchen Anti-Human Egfr Monoklonaler Antikörper Für Fc - P00533

Artikelnummer: CM0009425



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes EGFR (HER1/ErbB-1). Validiert für Durchflusszytometrie, ermöglicht die präzise Detektion von EGFR auf der Zelloberfläche in der Onkologie und Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen anti-Human EGFR mAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Spezies	Human
GenID (Human)	1956
GenID	1956
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 335-525 von humanem EGFR (NP_005219.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P00533
Proteingewicht	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel