

APC/Cyanin7 Kaninchen Anti-Menschliches Ifn-Gamma Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P01579

Artikelnummer: CM0008129



Einführung

APC/Cyanin7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches IFN-gamma gerichtet ist. Geeignet für intrazelluläre Durchflusszytometrie, unterstützt er die Forschung zu Immunantwort, antiviralem Abwehr und Immuntherapie. Validiert mit Immunogen, das die Aminosäuren 24-166 umfasst.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanin7 Kaninchen anti-menschliches IFN-gamma mAk
Bemerkungen/Alias	IFG; IFI; IMD69
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3458
Gen-ID	3458
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-166 von menschlichem IFN-gamma (NP_000610.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01579
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel