


Apc/Cyanine7-Kaninchen-Anti-Humaner Tim-3/Havcr2-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8Tdq0

Artikelnummer: CM0010165



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für humanes TIM-3/HAVCR2, einen wichtigen Immun-Checkpoint-Rezeptor. Für die Durchflusszytometrie entwickelt. Kreuzreaktiv mit humanem Material. Ideal für die Immunologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7-Kaninchen-anti-humaner TIM-3/HAVCR2-mAb
Bemerkungen/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	84868
GeneID	84868
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz umfasst, die den Aminosäuren 22-200 des humanen TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TDQ0
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku