

APC/Cyanine7 Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd14 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08571

Artikelnummer: CM0009023



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen CD14 (Mensch/Affe). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Untersuchung der angeborenen Immunität, LPS-Signalübertragung und Biologie von Monozyten/Makrophagen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human/Monkey CD14 mAb
Bemerkungen/Alias	CD14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	929
GenID	929
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Kynmolche
SWISS	P08571
Proteinmolekulargewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel