

Apc/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Humaner/-Affen-Cd19-Mab Für Die Durchflusszytometrie - Cd19

Artikelnummer: CM0008488

Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD19 des Menschen und des Javaneraffen. Spezifisch für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC) validiert. Ideal für die B-Zell-Immunphänotypisierung in der immunologischen und diagnostischen Forschung. Kreuzreaktiv mit menschlichem CD19 und CD19 des Javaneraffen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 monoklonaler Kaninchen-anti-humaner/-Affen-CD19-Antikörper
Arten	Mensch, Affe
Gen-ID (Mensch)	930
Gen-ID (Javaneraffe)	102145514
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-292 des CD19 des Javaneraffen entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Kühlakku