

APC/Cyanine7 Kaninchen Anti-Human/Affe Cd25 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01589

Artikelnummer: CM0009288



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes und Cynomolgus-CD25 (IL-2-Rezeptor alpha, p55) gerichtet ist. Entwickelt für Durchflusszytometrie-Anwendungen in Studien zur Immunregulation, einschließlich regulatorischer T-Zellen (Treg)-Forschung. Chargenspezifische Validierung empfohlen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen anti-Human/Affe CD25 mAk
Bemerkungen/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3559
GenID	3559
Immunogen	Rekombines Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-213 von humanem CD25 (NP_000408.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01589
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel