

APC/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Human/Affen-Cd38 Polymab® - P28907

Artikelnummer: CM0008964



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-human/affen-CD38-Antikörper (PolymAb®) für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD38 in humanen und Javaneraffen-Modellen. Ideal für die Profilierung von Immunzellen und die CD38-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen-anti-human/affen-CD38 PolymAb®
Bemerkungen/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	952
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 43-300 des humanen CD38 (P28907) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P28907
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku