

APC/Cyanine7 Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01730

Artikelnummer: CM0012198



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches und cynomolgus-CD4, validiert für Durchflusszytometrie. Ermöglicht die Identifizierung von T-Helferzellen und eignet sich für immunologische Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
Anmerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	920
GenID	920
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen CD4
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01730
Proteinmasse	51kDa
Versand	Eisbeutel