


APC/Cyanine7 Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01732

Artikelnummer: CM0012747



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-CD8a-Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes und cynomolgus-CD8a; unterstützt die Erforschung von T-Zellen und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human/Monkey CD8a mAb
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Zielspecies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	925
Gen-ID	925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-182 von humanem CD8a (NP_001759.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01732
Proteingewicht	21kDa/25kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel