

APC/Cyanine7 Kaninchen Anti-Mensch/Affe IgD Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01880

Artikelnummer: CM0008027



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen die Immunglobulin-Delta-Kette von Menschen und Javaneraffen gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Ideal für die B-Zell-Immunphänotypisierung und Studien zur humoralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen Anti-Mensch/Affe IgD mAk
Bemerkungen/Alias	Immunglobulin schwer konstant delta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3495
GenID	3495
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 99-384 von menschlichem IgD enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P01880
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel