


APC/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Maus-Cd11B-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P05555

Artikelnummer: CM0010218



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen murines CD11b (Integrin alpha-M) für die Durchflusszytometrie. Erkennt murines CD11b, einen Leukozytenadhäsionsrezeptor. Ideal für die Immunphänotypisierung und die Erforschung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen-anti-Maus-CD11b-mAb
Bemerkungen/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Art	Maus
GeneID (Mensch)	3684
GeneID	16409
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 143-337 des murinen CD11b (NP_032427.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05555
Proteinmasse	127 kDa
Versand	Kühlakku