

Apc/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus Cd19 Mab Für Fc - P25918

Artikelnummer: CM0008308

Einführung

Dieser APC/Cyanine7-konjugierte Kaninchen anti-Maus CD19 monoklonale Antikörper ist für den Durchflusszytometrie-Nachweis von Maus-CD19, einem B-Zell-Linien-Marker, bestimmt. Ideal für die Immunphänotypisierung und immunologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen anti-Maus CD19 mAb
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	930
Gen-ID (Maus)	12478
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-CD19.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25918
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eistasche