

## Apc/Cyanin7 Kaninchen Anti-Maus Cd25 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01590

Artikelnummer: CM0004646

### Einführung

APC/Cyanin7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD25 (IL-2RA, p55). Validiert für die Durchflusszytometrie. Dieses Reagenz ermöglicht den präzisen Nachweis von zelloberflächlichem CD25 auf murinen Immunzellen und unterstützt die Forschung in den Bereichen Immuntoleranz und regulatorische T-Zell- (Treg-) Biologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APC/Cyanin7 Kaninchen anti-Maus CD25 mAb                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | CD25; IL2r; Ly-43                                                                                                      |
| Spezies           | Maus                                                                                                                   |
| GeneID (human)    | 3559                                                                                                                   |
| GeneID            | 16184                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-236 von Maus-CD25 (NP_032393.3) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | FC                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                   |
| SWISS             | P01590                                                                                                                 |
| Protein-Gewicht   | 31kDa                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                              |