

Apc/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Maus-Cd34-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q64314

Artikelnummer: CM0010462

Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD34, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet zur Untersuchung hämatopoetischer Vorläuferzellen und der Stammzelladhäsion in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen-anti-Maus-CD34-mAb
Bemerkungen/Alias	CD34;CD34-Molekül;GIG3;MORT1
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	947
GeneID	12490
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-287 des Maus-CD34 (NP_598415.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64314
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku