


APC/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus Cd44 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P15379

Artikelnummer: CM0004622



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Validiert für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus. Vorhergesagtes Molekulargewicht 85 kDa. UniProt P15379.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus CD44 mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	960
GenID	12505
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-176 von Maus CD44 (NP_033981.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15379
Proteinmasse	85 kDa
Versand	Eispackung