

APC/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus CD90.2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01831

Artikelnummer: CM0007782

Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD90.2 (Thy-1), validiert für die Durchflusszytometrie. GPI-verankertes Membran-Glykoprotein, das an Zellinteraktionen beteiligt ist. Ideal für immunologische und neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD90.2 mAb
Bemerkungen/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	7070
Gen-ID	21838
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von Maus CD90.2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01831
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel