

Apc/Cyanine7 Kaninchen Anti-Nhp Igd Monoklonaler Antikörper - Javaneraffe Igd

Artikelnummer: CM0005941

Einführung

Dieser APC/Cyanine7-konjugierte, monoklonale Kaninchenantikörper zielt auf die Immunglobulin-Delta-Schwerkette von Nicht-Menschen-Primaten (NHP) ab und ist für die Durchflusszytometrie (FC) vorgesehen. Er kreuzreagiert mit IgD von Javaner- und Rhesusaffen und unterstützt die Immunzellanalyse in Primatenforschungsmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen anti-NHP IgD mAk
Spezies	Javaneraffe
Immunogen	Rekombinantes Protein der Immunglobulin-Delta-Schwerkette des Javaneraffen
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Javaneraffe, Rhesusaffe
Versand	Eisbeutel