

APC/Cyanine7 Ratten Anti-Maus Cd45R/B220 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P06800

Artikelnummer: CM0005313

Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter Ratten monoklonaler Antikörper, der gegen Maus CD45R/B220 gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, erkennt er die Rezeptor-Tyrosin-Proteinphosphatase C (CD45), die an der T-Zell-Aktivierung und der Immun-Synapsen-Signalübertragung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Ratten anti-Maus CD45R/B220 mAk
Bemerkungen/Aliase	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5788
GenID	19264/5788
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus CD45R/B220
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteinmasse	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Versand	Eisbeutel