


APC/Cyanine7 Ratte Anti-Maus-Mhc-Klasse II (I-A/I-E) Monoklonaler Antikörper Für Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Artikelnummer: CM0010101



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Rattenantikörper gegen MHC-Klasse II (I-A/I-E) der Maus für Anwendungen in der Durchflusszytometrie in der immunologischen Forschung und bei der Entwicklung diagnostischer Tests. Reagiert mit mehreren Haplotypen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Ratte anti-Maus-MHC-Klasse II (I-A/I-E) mAb
Bemerkungen/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Art	Maus
GenID	14969, 14961, 381091, 14960
Immunogen	Rekombinantes Protein der MHC-Klasse II (I-A/I-E) der Maus
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Fc
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435
Proteingewicht	30 kDa / 32 kDa / 26 kDa
Versand	Kühlakku