


Apex1/Ape1 Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P27695

Artikelnummer: CM0002932



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen APEX1/APE1, validiert für WB, IHC-P und ELISA, mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu DNA-Reparatur und oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APEX1/APE1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	328
GeneID	328
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem APEX1/APE1 (P27695) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27695
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel