


Apoa1 Kaninchen-Pak Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02647

Artikelnummer: CM0013002



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes APOA1 (Apolipoprotein A-I) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zum reversen Cholesterintransport und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APOA1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	HPALP2; apo(a); APOA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	335
GenID	335
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-267 von humanem APOA1 (NP_000030.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02647
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel