

Apolipoprotein Ci Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02654

Artikelnummer: CM0008449



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Apolipoprotein Ci (APOC1), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Lipidstoffwechsel und kardiovaskulären Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Apolipoprotein Ci Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Apo-CI; ApoC-I; apo-CIB; apoC-IB; Apolipoprotein Ci
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	341
Gen-ID	341
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von humanem APOC1 (P02654)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02654
Proteingewicht	9 kDa
Versand	Eisbeutel