

Aprr3 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Arabidopsis Thaliana (Wb, Elisa) - Aprr3 Rabbit Pab

Artikelnummer: CM0019236

Einführung

APRR3-kaninchenpolyclonales Antikörper, gewonnen gegen rekombinantes APRR3-Protein von Arabidopsis thaliana. Validiert für Western Blot- und ELISA-Anwendungen in der pflanzenwissenschaftlichen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APRR3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	APRR3; MGO3.8; MGO3_8; Pseudo-Response-Regulator 3
Spezies	Arabidopsis thaliana
Gen-ID	836132
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 245-371 von Arabidopsis thaliana APRR3 (NP_568919.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
Versand	Eisbeutel