

Aprr7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Aprr7

Artikelnummer: CM0019936

Einführung

Hochwertiger APRR7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt spezifisch Arabidopsis thaliana APRR7 (Pseudo-Response Regulator 7). Ideal für die Pflanzensignalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APRR7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APRR7; F9G14.120; F9G14_120; Pseudo-Response Regulator 7
Spezies	Arabidopsis thaliana
Gen-ID	831793
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 236-339 von Arabidopsis thaliana APRR7 (NP_568107.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
Versand	Eisbeutel