


Aqp5 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55064

Artikelnummer: CM0014877



Einführung

CamelBio bietet AQP5 Kaninchen pAb, einen polyklonalen Antikörper, der gegen humanes Aquaporin-5 (P55064) für WB, IHC-P, ELISA gerichtet ist, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Wassertransportstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AQP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPKB; AQP-5; AQP5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	362
Gen-ID	362
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-265 von humanem AQP5 (NP_001642.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P55064
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eistasche