

Ar-V7 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - P10275-3

Artikelnummer: CM0023357

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes AR-V7 (Androgenrezeptor-Spleißvariante) für WB, IF/ICC, ELISA. Zielt auf die konstitutiv aktive Isoform ohne Ligandenbindungsdomäne ab, 67 kDa. Validiert für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AR-V7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSP1; NR3C4; SMAX1; HUMARA; AR-V7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	367
GenID	367
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 544-644 von humanem AR-V7 entspricht (NP_001334990.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10275-3
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel