

Arginase-1 Kaninchen-Mak Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61176

Artikelnummer: CM0007929

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-Arginase-1 (Arg-1), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Harnstoffzyklus, der Immunregulation und der Tumormunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Arginase-1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	AI; PGIF; Arg-1; Arginase-1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	383
GenID	11846
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von Maus-Arginase-1 (NP_031508.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q61176
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel