


Arginase 2 (Arg2) Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P78540

Artikelnummer: CM0029867



Einführung

Arginase 2 (ARG2) polyklonales Kaninchenantikörper für WB und ELISA; detektiert Mensch, Maus, Ratte. Das Immunogen entspricht den Aminosäuren 270–354. Nützlich für die Erforschung des Argininstoffwechsels, der Immunregulation und der Mitochondrien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Arginase 2 (ARG2) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARG2; Arginase 2 (ARG2)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	384
GenID	384
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 270–354 der humanen Arginase 2 (ARG2) (NP_001163.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78540
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel