

Arhgap30 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z6I6

Artikelnummer: CM0022792

Einführung

ARHGAP30 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Mensch und Maus. Ziel ist Rho GTPase-aktivierendes Protein 30, ein GAP für RAC1 und RHOA.

Rekombinantes Immunogen, Kaninchen-Quelle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGAP30 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARHGAP30
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	257106
Gen-ID	257106
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend den Aminosäuren 485-585 von humanem ARHGAP30 (NP_859071.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7Z6I6
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel