

Arhgdib Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P52566

Artikelnummer: CM0026016



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes ARHGDIB (RhoGDI2/Ly-GDI). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt das Ziel in menschlichen und Maus-Proben. Ideal für die Untersuchung der Rho-GTPase-Signalübertragung und der Dynamik des Aktin-Zytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGDIB Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	D4; GDIA2; GDID4; LYGDI; Ly-GDI; RAP1GN1; RhoGDI2; ARHGDIB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	397
GenID	397
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-201 von humanem ARHGDIB (NP_001166.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P52566
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel