

Arms2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P0C7Q2

Artikelnummer: CM0018136

Einführung

Hochwertiger ARMS2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für WB und ELISA, geeignet für die Untersuchung von altersbedingter Makuladegeneration und ARMS2-Proteinexpression in menschlicher Netzhaut und Plazenta. Kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARMS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARMD8; ARMS2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	387715
Gen-ID	387715
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-107 des menschlichen ARMS2 (NP_001093137.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P0C7Q2
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel