


Aromatase (Cyp19A1) Kaninchen-Pak Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11511

Artikelnummer: CM0015257



Einführung

Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, richtet sich dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper gegen menschliches Aromatase (CYP19A1), ein Schlüsselenzym der Östrogenbiosynthese. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für die Forschung zu hormonabhängigen Krebserkrankungen und reproduktionsbiologischen Fragestellungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aromatase (CYP19A1) Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Aromatase (CYP19A1)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1588
GenID	1588
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von menschlichem Aromatase (CYP19A1) (NP_000094.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P11511
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel