

Arr3 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P36575

Artikelnummer: CM0015598

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes ARR3 (Zapfen-Arrestin). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wird in der Forschung zur retinalen Signaltransduktion eingesetzt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARRX; cArr; MYP26; ARR3
Spezies	Human
GeneID	407
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem ARR3 (NP_004303.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P36575
Protein-Gewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel