

Asb17 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Wxj9

Artikelnummer: CM0024179

Einführung

Anti-ASB17 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zum Ubiquitin-Proteasom-Weg im Hoden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASB17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Asb-17; ASB17
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	127247
GenID	127247
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-130 des menschlichen ASB17 (NP_543144.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WXJ9
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel