

Ascl1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P50553

Artikelnummer: CM0017556

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ASCL1 (Achaete-scute-Homolog 1), einen für die neuronale Differenzierung entscheidenden Transkriptionsfaktor. Für Western Blot (WB) und ELISA validiert; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die neuroentwicklungsbezogene Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ascl1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	ASH1; HASH1; MASH1; bHLHa46; Ascl1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	429
GeneID	429
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 150-236 des humanen Ascl1 (NP_004307.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P50553
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku