


Asc/Tms1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Epb4

Artikelnummer: CM0006294



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-ASC/TMS1 (Pycard), validiert für WB, IF, IHC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ASC; ideal für Inflammasom- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASC/TMS1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Asc; TNS1; masc; CARD5; TMS-1; 9130417A21Rik; ASC/TMS1
Spezies	Maus
GeneID (Human)	29108
GeneID	66824
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 1-93 von Maus-ASC/TMS1 (NP_075747.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9EPB4
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel