


Asc/Tms1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q9ULZ3

Artikelnummer: CM0015998



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen ASC/TMS1 (PYCARD). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, IHC-P und ELISA. Erkennt ASC/TMS1 aus Mensch, Maus und Ratte. Für die Forschung zu Apoptose, Inflammasom und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASC/TMS1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29108
Gen-ID	29108
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 50-195 von menschlichem ASC/TMS1 (NP_037390.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULZ3
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel